

## **PREVNER®** Koortslipcrème

Voorkomt lipblaasjes  
Beschermt tegen UV  
Verzorgt de lippen

## **PREVNER®** Cold Sore Cream

Prevents cold sores  
Protects against UV  
Conditions the lips

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG VOORDAT U PREVNER GEBRUIKT. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED; HET KAN NODIG ZIJN OM DE INFORMATIE LATER NOGMAALS DOOR TE LEZEN.

### **Wat is Prevner®?**

Prevner® is een lipcrème ter preventie van koortslippen. Het voorkomt het ontstaan van zweetjes door de lip te beschermen tegen ultraviolet licht. Daarnaast verzorgt het de huid en gaat het uitdroging tegen. Prevner® is een medisch hulpmiddel voor volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder.

### **Wanneer te gebruiken:**

Gebruik Prevner® preventief wanneer u een verhoogd risico loopt op een koortslip. Hiertoe behoren gevallen van fysieke belasting of mentale stress, bijvoorbeeld bij lange wandelingen of een skivakantie, bij hoge werkdruk of zakenreizen, in het winter- of griepseizoen, en zo verder. De meeste getroffen personen herkennen een opkomende koortslip aan een tintelend of drukkend gevoel in de lippen. Dit is hét kritieke moment om Prevner® te gebruiken en zo een zweetje op de lip te voorkomen.

### **Hoe te gebruiken:**

Smeer Prevner® 4 - 6 keer per dag op de lippen met een schone vinger. Een hoeveelheid ter grootte van een halve erwt is voldoende voor één bekende plek. **Aanrader:** om de hele dag goed beschermd te zijn, kan het helpen om op geregelde momenten te smeren, zoals na elke maaltijd, na een wasbeurt, wanneer u naar buiten gaat, enz., of om in plaats daarvan een alarm in te stellen op vaste tijdstippen.

### **Wat veroorzaakt koortslippen?**

Koortslippen worden veroorzaakt door herpes-simplexvirus (type 1 of 2) dat zich heimelijk vestigt in zenuwen verbonden aan de mond. Het virus heeft de eigenschap geactiveerd te worden wanneer stress of weefselschade ons afweersysteem in een bepaalde staat brengen, en het systeem dan te benutten om zich snel te vermeerderen nabij het lipoppervlak. Enige blaasjes die daarbij opengaan bewerkstelligen de verspreiding van het virus naar een andere gastheer. Het achterblijvende zweetje krijgt vervolgens een korstje en herstelt zich in 1 - 2 weken.

### **Hoe werkt Prevner®?**

Prevner® gaat activatie van het herpesvirus tegen. Het blokkeert schadelijke UV-straling dankzij titaniumdioxide, ondersteund door bemotrizinol voor extra UV-bescherming in breed spectrum. Zinksulfaat en allantoin conditioneren de huid voor aanvullende bescherming. Prevner® maakt geen gebruik van farmacologische middelen maar voorkomt het ontstaan van een koortslip op fysieke wijze.

**Gebruik Prevner® niet** indien u allergisch of overgevoelig bent voor een van de ingrediënten.

### **Waarschuwingen:**

- Alleen voor persoonlijk gebruik; om virusverspreiding te vermijden, niet delen onder meerdere personen.
- Alleen voor uitwendig gebruik, op de lippen.
- Buiten zicht en bereik van kinderen houden.
- Na gebruik altijd de tube afsluiten.
- Bewaren bij 5 - 25°C.
- Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum (zie tube of vouwdoos).
- Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.

**Opmerking:** zorgt u er a.u.b. voor dat u zowel de fabrikant als de toezichthouder op gezondheidszorg (IGJ) ervan op de hoogte brengt in het geval van ernstige bijwerkingen bij het gebruik van Prevner®.

**Ingrediënten:** water, isopropylmyristaat, witte vaseline, propyleenglycol, titanium dioxide en silica (nano), cetearth-20, cetearyl alcohol, paraffine olie, bemotrizinol, fenoxylethanol, zinksulfaat, tocoferylacetaat, pepermuntolie, allantoin en hinokitiol.

READ THESE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY BEFORE USING PREVNER. KEEP THIS LEAFLET FOR REFERENCE; IT MAY BE NECESSARY TO READ THE INFORMATION AGAIN.

### **What is Prevner®?**

Prevner® is a lip cream for the prevention of cold sores. It protects the lips against development of a sore by blocking out ultraviolet light. Additionally, it nurtures the skin, preventing the lips from drying out. Prevner® is a medical device intended for adults and children ages 4 years and older.

### **When to use Prevner®:**

Apply Prevner® preventively whenever you are at an increased risk of developing a cold sore. These may be situations of high physical strain or mental stress, for instance while hiking or skiing, before tense deadlines or on business trips, during winter or the flu season, and so on. Most persons suffering from cold sores recognize an oncoming outbreak by a tingling or swelling sensation in the lips, which then is the critical moment for applying Prevner® and prevent a sore on the mouth.

### **How to use Prevner®:**

Apply Prevner® 4 - 6 times per day, using a cleaned finger. A dosage the size of half a pea may be sufficient to protect a single affected area. **Tip:** to ensure protection throughout the day, it may help to set regular time of application, such as after each meal, after a bath, when leaving a building, etc., or instead you may choose to set an alarm at a certain time interval.

### **What causes cold sores?**

Cold sores are caused by herpes simplex virus (type 1 or 2), silently hidden in nerves connecting to the mouth. The virus is equipped to be triggered into activity by certain states of our natural defense systems following stress and tissue damage, and to exploit these systems by rapidly reproducing near the surface of the mouth. Any resulting open lesions of the skin facilitate the spread of the virus to another host. The remaining lip sore then takes 1 - 2 weeks to scab over and heal.

### **How does Prevner® work?**

Prevner® works by blocking the stimuli for viral reactivation. It filters out damaging UV-light using titanium dioxide, aided by bemotrizinol for broad-spectrum UV-protection. Moreover, zinc sulfate and allantoin condition the skin to further protect the lips from harm. Rather than using pharmacological substances, Prevner® prevents the development of a cold sore by physical means.

**Do not use Prevner®** if you are allergic or hypersensitive to any of its ingredients.

### **Warnings:**

- For personal use only; to prevent spread of the virus, do not share among other persons.
- For external use - on the lips - only.
- Keep out of reach and sight of children.
- Always close the tube after use.
- Store at 5 - 25°C.
- Do not use beyond the expiry date (see tube or box).
- Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

**Notice:** please be sure to notify both the manufacturer and your national health authority on medical devices in case of any serious incidents related to use of Prevner®.

**Ingredients:** water, isopropyl myristate, white petrolatum, propylene glycol, titanium dioxide and silica (nano), cetearth-20, cetearyl alcohol, paraffin oil, bemotrizinol, phenoxyethanol, zinc sulfate, tocopheryl acetate, mentha piperita oil, allantoin and hinokitiol.

**Fabrikant/Manufacturer:**  
Pronova Laboratories BV  
Kruitpad 16  
1398 CP Muiden  
Nederland/The Netherlands



PN15NL100  
Last revised: 05/2023